

Umgang mit Kunststoffprothesen

Ihr neuer Zahnersatz wurde von einem hochqualifizierten Dental -Team, Ihrem Zahnarzt und dem Zahntechniker sowie deren Mitarbeitern nach aktuellen funktionellen und werkstoffkundlichen Erkenntnissen hergestellt.

Sie erhalten eine Prothese aus einem hochwertigen Prothesenwerkstoff oder aus Metall:

Diese Materialien zeichnen sich aus durch:

- hohe Gewebefreundlichkeit
- optimale Passgenauigkeit
- hohe Bruchfestigkeit

Damit Sie viele Jahre zufrieden und frei von Zahnsorgen sind, empfehlen wir Ihnen zur Pflege Ihres hochwertigen Zahnersatzes aus **Prothesenkunststoff oder Metall**:

Reinigen Sie regelmäßig 2-3x täglich Ihren Zahnersatz mit Zahnbürste und Zahncreme.

Putzen Sie besonders die Zahnzwischenräume und Kauflächen sorgfältig.

Spülen Sie abschließend Ihre Prothese unter fließendem Wasser.

Um zu vermeiden, dass Ihr Zahnersatz zerbricht, falls er Ihnen einmal aus der Hand gleitet, empfehlen wir Ihnen zuvor ein wenig Wasser in das Waschbecken zu füllen oder ein Schwammtuch einzulegen.

Der Entstehung von Ablagerungen und Verfärbungen durch Tee, Kaffee, Rotwein, Nikotin usw. kann durch ein regelmäßiges Reinigen entgegengewirkt werden.

Zur Reinigung empfehlen wir:

- 1. Richtige Zahnbürste:** Mittelhart (multitufted)
- 2. Richtige Zahncreme:** Geeignete Zahncremes haben ein wenig abrasives Potential, welches durch „hydrated silica“ auf der Tube ausgewiesen ist. Weitere Abrasivmittel sollten nicht aufgeführt sein.
- 3. Empfohlene Zahncremes:** z. B. „Colgate“(Total, Micro, Zahnstein u.a.-kein Gel)
„Blend-a-med“, „ALDI“, „Dentagard“,
„Mentadent C“, „Oral B“, „Meridol“.
- 4. Nicht geeignete Zahncremes:** „Odol-med 3“, „Colgate Gel“, „Elmex“.

5. Reinigungstabletten:

Reinigungstabletten oder Reinigungspulver nur bei starker Verschmutzung verwenden, da diese die Oberfläche angreifen, was wiederum zu Verfärbungen führen kann.

Sie enthalten Wirkstoffe, die - wenn sie nicht gründlich mit klarem Wasser nachgespült werden - nicht nur Ihrer Prothese schaden, sondern auch zu Erkrankungen Ihrer Mundschleimhaut führen können.

Wir empfehlen Ihnen ein Ultraschallgerät z.B. aus unserem Serviceangebot.



Gewährleistung:

Um Ihren Garantieanspruch zu sichern und um lange Freude an Ihrem Zahnersatz zu haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen, behandeln und regelmäßig (mindestens 2x jährlich) von Ihrem Zahnarzt kontrollieren lassen.

Zum Schluss noch einige Tipps:

Sollten Sie Ihre Prothese einmal nicht tragen, so lagern Sie diese in einem Glas mit klarem Leitungswasser, vollständig bedeckt, damit der Prothesenkunststoff nie austrocknet und zu Mundgeruch führt. Außerdem empfehlen wir, Ihre neue Prothese über Nacht die ersten Tage in Wasser zu legen, um überschüssiges Monomer auszuspülen.

Versuchen Sie **nie** Ihren Zahnersatz selbst anzupassen oder zu reparieren.

Pflegen Sie Ihren Zahnersatz so, wie Sie Ihre eigenen Zähne pflegen sollen, denn die Dritten gehören zu Ihnen - wie die natürlichen Zähne.

Ätzende Flüssigkeiten (wie z. B. Haushaltsreiniger oder lösende Mittel) dürfen nicht angewendet werden.

Sollten während der Tragezeit Unterfütterungen, Ergänzungen oder Reparaturen an der Prothese vorgenommen werden müssen, legen Sie bitte den **Materialnachweis** Ihrem Zahnarzt vor, um sicherzustellen, dass dafür der richtige Prothesenkunststoff verwendet wird.